

 Gebrauchsanweisung

 Instruction Manual

## DDcubeX<sup>2</sup>

## DDcubeX<sup>2</sup>

Gültig für die Varianten:

DD cubeX<sup>2</sup> 98 (color)  
DD cubeX<sup>2</sup> 71

Valid for the variants:

DD cubeX<sup>2</sup> 98 (color)  
DD cubeX<sup>2</sup> 71

### Werkstoffspezifische Eigenschaften

### Material-related characteristics

#### Chemische Zusammensetzung [Gew. %]

ZrO <sub>2</sub> + HfO <sub>2</sub>	≥ 90
Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 10
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 0,1
Andere Oxide	≤ 0,005

#### Chemical Composition [wt%]

ZrO <sub>2</sub> + HfO <sub>2</sub>	≥ 90
Y <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 10
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 0.1
Other oxides	≤ 0.005

#### Physikalische Eigenschaften

Dichte (nach Sintern)	[g/cm <sup>3</sup> ]	> 6,0
WAK (25-500°C)	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	10
Risszähigkeit	MPa√m	4,8
Biegefestigkeit	MPa	> 720
E-Modul	GPa	210

#### Physical specifications

Density (after sintering)	[g/cm <sup>3</sup> ]	> 6.0
CTE (25-500°C)	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	10
Fracture toughness	MPa√m	4.8
Flexural strength	MPa	> 720
E modulus	GPa	210

### Symbolerklärungen

### Explanation of symbols



Hersteller



Manufacturer



Herstellungsdatum



Date of manufacture



Gebrauchsanweisung beachten



Consult instructions for use



Verwendbar bis



Use by



Chargencode



Batch code



Artikelnummer



Catalogue No.



Trocken lagern



Store dry

## Gebrauchsanweisung

### 1. Indikationen

Hochtransluzentes Zirkonoxid für die Herstellung von vollanatomischen, oder zur keramischen Verblendung reduzierten, Teil- und Einzelkronen, max. 3-gliedrigen Brücken im Front- und Seitenzahnbereich, Inlays / Onlays, sowie Veneers als Zahnersatz.

### 2. Kontraindikationen

Parafunktionen (z.B. Bruxismus), ungenügendes Platzangebot, ungeeignete Präparation, Unverträglichkeit gegenüber enthaltenen Bestandteilen, unzureichende Mundhygiene.

### 3. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die Informationen in der jeweils aktuellen Version des Sicherheitsdatenblattes. Vermeiden Sie die Inhalation von Frässtäuben während der Verarbeitung. Tragen Sie Handschuhe, Schutzbrille und Mundschutz um Reizungen zu vermeiden.

### 4. Handhabung und Lagerung

Überprüfen Sie vor der ersten Verarbeitung des Materials die Verpackung und den Rohling selbst auf Unversehrtheit. Kontrollieren Sie, ob der Inhalt der Verpackung der Deklaration auf dem Etikett entspricht. Verwenden Sie niemals beschädigtes Material. Lagern Sie die Ronden ausschließlich in der Originalverpackung in einer kühlen und trockenen Umgebung. Vermeiden Sie Erschütterungen, Verschmutzungen und den Kontakt mit Flüssigkeiten.

### 5. Verarbeitung / Konstruktion

Die Verarbeitung dieses Medizinproduktes darf ausschließlich durch geschultes Personal erfolgen.

**DD cubeX<sup>2</sup> ist eine sensible Hochleistungskeramik und sollte auch im Weißlingszustand mit besonderer Vorsicht bearbeitet werden!**

Folgende Konstruktionsparameter müssen beachtet werden:


Indikation	Schema	Wandstärke [mm]	Verbinderquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]
Einzelkappchen	X	0,5	-
Teleskop	X	0,5	-
Brücke 3-gliedrig Front Seite	XOX	1,0	≥ 10
		1,0	≥ 13

Legende: X = Pfeilerzahn O = Brückenglied

Bitte beachten Sie, dass der Verbinderquerschnitt abhängig von der Konstruktion ggf. stärker dimensioniert werden muss. Es ist ein ovales Verbinderquerschnitt anzustreben; für die Stabilität ist die Höhe des Verbinders ausschlaggebend. Gerüste zur keramischen Verblendung sollten so konstruiert werden, dass diese die Verblendkeramik im Bereich der Höcker unterstützen und eine gleichmäßige Schichtdicke ermöglichen. Es wird eine Hohlkeh- oder Stufenpräparation empfohlen.

### 6. Fräsen, Sintern und Weiterverarbeitung

Die Rohlinge dürfen ausschließlich mit den dafür vorgesehenen Frässystemen verarbeitet werden. Die Angaben des Maschinenherstellers sind zu berücksichtigen. Nach dem Fräsvorgang sind die Gerüste auf optische Fehler zu überprüfen. Beschädigte oder verunreinigte Gerüste dürfen nicht weiter verarbeitet werden.

-  **Bitte beachten Sie unsere separate Sinteranleitung!**  
 Sinterzyklus bei normaler Ofenbefüllung ohne Abdeckung:  
 ↑ Aufheizen bis 900°C (8°C/min),  
 → 30 min. Haltezeit bei 900°C,  
 ↑ Aufheizen auf Endtemp. 1450°C (3°C/min),  
 → 120 min. Haltezeit bei 1450°C,  
 ↓ Abkühlen auf bis mind. 200°C (10°C/min).

Vermeiden Sie bei der Weiterverarbeitung zusätzliche mechanische Einwirkungen wie z.B. durch Anstrahlen oder Beschleifen. Sollten Anpassungen des Gerüsts notwendig sein, dürfen diese ausschließlich mit einem wassergekühlten Werkzeug durchgeführt werden. Vermeiden Sie in jedem Fall Wärmeentwicklungen, da diese zu Rissen im Material führen können. Arbeiten Sie mit sehr geringem Druck und mit gut schneidenden, diamantierten Schleifkörpern. Bereiche, die im klinischen Einsatz unter Zugbelastung stehen (z.B. Verbinder) dürfen nicht nachbearbeitet werden. In interdentalen Verbindungsstellen darf nicht separiert werden. Scharfe Kanten sind generell zu vermeiden.

### 7. Keramische Verblendung

Bitte nutzen Sie eine Verblendkeramik mit geeignetem WAK und beachten Sie die Herstellerempfehlung. Eine Verlangsamung der Aufheiz- und Abkühlrate bei massiveren Konstruktionen wird dringend empfohlen.

Gewicht pro Zahneinheit [g]	< 1	2	3	> 4
Aufheiz- & Abkühlrate [°C/min]	55	45	35	25

### 8. Befestigung

Zur Befestigung empfehlen wir eine konventionelle Zementierung mit Zinkoxidphosphatzementen oder Glasionerzementen. Auch Befestigungskomposite können verwendet werden. Es ist auf eine ausreichende Retention und eine Mindeststumpfhöhe von 3 mm zu achten.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiter entwickelt, weshalb wir uns Änderungen vorbehalten. Die jeweils aktuelle Version der Gebrauchsanweisung finden Sie auf unserer Homepage unter: [www.dentaldirekt.de](http://www.dentaldirekt.de) Diese Version ersetzt alle vorherigen Versionen.

## Instruction Manual

### 1. Indications

High translucent zirconia for the manufacture of monolithic or for ceramic veneering reduced partial or single crowns, bridges with up to 3 units (anterior and posterior region), inlays / onlays and veneers for dental application.

### 2. Contraindications

Para-functional habits (e.g. bruxism), insufficient space, inadequate preparation, known intolerance to the contained components, insufficient oral hygiene.

### 3. Safety information

Please pay attention to the information in the safety data sheet in its current version. Avoid the inhalation of dust particles during processing. Wear protection gloves, safety glasses and a dust mask to prevent irritations of eyes, skin and respiratory system.

### 4. Handling and storage

Verify the integrity of the packaging and the blank itself before first processing. Check if packaging content corresponds to declaration given on the label. Do not use damaged material. Storage only in original containers in a cool and dry environment. Avoid vibrations, contaminations and contact with fluids.

### 5. Processing / Designing

Handling this medical device should only be allowed to trained staff.

**DD cubeX<sup>2</sup> is a sensitive high performance ceramic and should be processed with caution also in pre-sintered condition.**

Following construction parameters need to be considered:

Indication	Scheme	Wall thickness [mm]	Connector cross section [mm <sup>2</sup> ]
Single crown	X	0,5	-
Telescope	X	0,5	-
Bridge 3 units Anterior Posterior	XOX	1,0	≥ 10
		1,0	≥ 13

Legend: X = abutment tooth O = pontic

Please note: Depending on the construction, the connector cross section might need to be of larger dimensions. An oval connector cross section is desirable; the height of the connector is the decisive factor. Frameworks for ceramic veneering need to be designed in a way to support the veneering ceramic in the cusp region and allow a constant layer thickness. Shoulder or chamfer preparation is recommended.

### 6. Milling, sintering and further processing

Machining of blanks should always be conducted in the corresponding milling system. All information given by the manufacturer of the machine shall be taken into account. The frameworks need to be examined for visible defects. Do not process damaged or contaminated frameworks.



#### Please pay attention to our separate sintering instruction!

- Sintering cycle for normal furnace filling without cover:  
 ↑ Heating up to 900°C (1652°F) with 8°C/min (46°F/min),  
 → dwell at 900°C (1652°F) for 30 minutes,  
 ↑ heating up to final temp. 1450°C (2642°F) with 3°C/min (37°F/min),  
 → dwell at final sintering temperature 1450°C (2642°F) for 120 min,  
 ↓ cooling to 200°C (392°F) with 10°C/min (50°F/min).

Avoid additional mechanical actions after sintering like blasting or grinding. If corrections are inevitable use water-cooled tools for the conditioning and make sure that there is no development of heat, which could lead to cracks in the material. Please work only with sharp, diamond-coated tools and very slight contact pressure. Areas that are under tension in clinical use (e.g. connectors) must not be reworked. Do not separate in interdental regions. Avoid sharp edges.

### 7. Ceramic veneering

Please use a veneering ceramic with a suitable WAK and pay attention to the manufacturer's recommendation. Slowing down heating and cooling rate in case of massive constructions is strongly recommended.

Weight per tooth unit [g]	< 1	2	3	> 4
Heating & cooling rate [°C/min] [°F/min]	55 (131)	45 (113)	35 (95)	25 (77)

### 8. Mounting

For anchoring we recommend conventional cementation with zinc oxide phosphates cements or glasionomer cements. Also luting composites may be used. Sufficient retentions and a stump with height of at least 3 mm are essential.

We reserve the right to make changes as a result of the continuous development of our products. Please find the current version of the instruction manual on our website:

[www.dentaldirekt.de](http://www.dentaldirekt.de)

**This version replaces all previous versions.**